



Date de création : 30-11--0001  
Date de mise à jour : 18-09-2020

## Informations produit

### Fonction du produit

Chez les chiens : entretien et protection des coussinets plantaires notamment lors de grandes activités :

- saison de chasse ;
- courses sur cynodromes ;
- agility ;
- courses et raids de chiens de traîneaux ;
- garde de troupeaux ;
- chiens de secours.

### Caractéristiques

Produit d'hygiène cutanée pour animaux.

SOLIPAT<sup>®</sup> est une solution tannante dont la formulation a été spécialement étudiée pour protéger les coussinets plantaires, améliorer leur résistance à l'usure et entretenir la souplesse de la couche cornée.

### Composition par ordre décroissant

Solution tannante.

T.C.A. (acide trichloracétique) ..... 3 %  
Acide citrique ..... 1 %  
*Citrus paradisi* (extrait) ..... 3 mL  
*Centella asiatica* (extrait fluide) ..... 3 mL  
*Aloe vera* (extrait fluide) ..... 0,1 mL

Excipients QSP ..... 100 mL

Remarque : la présence d'un léger dépôt au fond du flacon est normale et n'altère en rien la qualité et les propriétés du produit.

### Mode d'emploi

Usage externe.

Appliquer sur toute la surface des coussinets plantaires.

- Chiens en période de préparation : 1 application par jour pendant 10 à 15 jours.
- Chiens en période d'activité : 2 à 3 applications par semaine.
- Chez les chiens présentant une fragilité des coussinets plantaires : 1 à 2 applications par semaine.

En pratique :

SOLIPAT<sup>®</sup> est d'un usage simple, pratique et rapide.

1. Ouvrir le flacon en soulevant le levier du bouchon.
2. Mode d'application au choix :

A. Maintenir l'extrémité de la patte du chien. Retourner le flacon de SOLIPAT<sup>®</sup> et procéder par légères pressions sur le flacon pour permettre l'écoulement du produit directement sur les coussinets.

B. Imprégner une compresse avec SOLIPAT<sup>®</sup> puis tamponner les coussinets du chien.

C. Pédiluve : verser SOLIPAT<sup>®</sup> dans un récipient afin d'y tremper directement les coussinets. Il est ainsi possible d'imprégner les pattes de plusieurs chiens successivement.

3. Bien refermer le flacon après usage.

Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d'emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.

### Précautions d'emploi

Éviter que le chien se lèche dans les minutes qui suivent l'application.

Conserver dans son étui, à la verticale, à température ambiante.

Ne pas faire avaler.

## Présentations

---

### Présentation et quantité

SOLIPAT<sup>®</sup> Boîte de 1 flacon applicateur de 120 mL

Code GTIN : 03700454506512

### Laboratoire



TVM FRANCE

57 rue des Bardines

63370 LEMPDES

Tél : 04.73.61.72.27

Service clients TVM :

service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76

<http://www.tvm.fr>