

CLERAPLIQ[®]



Date de création : 23-02-2020

Date de mise à jour : 23-02-2020

Informations produit

Fonction du produit

Chez les chiens, chats, chevaux de sport et de course, NAC (nouveaux animaux de compagnie) :
- apport local de substitut de matrice extracellulaire.

Caractéristiques

Produit d'hygiène oculaire pour animaux ; substitut de matrice extracellulaire.

Les polymères de carboxyméthylglucose sulfate (RGTA) sont des biopolymères de structure proche des héparanes sulfate.

Composition par ordre décroissant

Collyre.

RGTA (polymères de carboxyméthylglucose sulfate) 100 µg

Excipients QSP 1 ml

Mode d'emploi

Voie oculaire.

Utiliser 1 à 2 gouttes, en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Il est inutile d'utiliser le produit quotidiennement.
Dans certains cas, cette fréquence pourra être ramenée à 1 fois par semaine.

Espacer de quelques minutes l'emploi de CLERAPLIQ[®] d'autres topiques oculaires.
La durée d'utilisation peut varier d'une à plusieurs semaines.

Précautions d'emploi

Conserver le produit dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.
Ne pas conserver d'unidose entamée.

Présentations

Présentation et quantité

Boîte de 1 sachet de 5 unidoses stériles de 0,33 ml

Code GTIN : 03700454501661

Laboratoire



TVM FRANCE
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Service clients TVM :
service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76

<http://www.tvn.fr>