

# KRYPTOCALF®



Date de création : 04-08-2021  
Date de mise à jour : 21-09-2020

## Informations produit

---

### Type et catégorie d'aliment / Éventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu

Aliment complémentaire pour animaux

### Utilisation

Chez les veaux nouveau-nés : KRYPTOCALF® est un aliment complémentaire à utiliser en cas d'inconfort digestif.

### Mode d'emploi

Administration orale.

Dès le lendemain de la naissance, administrer 5 mL de KRYPTOCALF®, matin et soir, après la buvée pendant 3 jours (équivalent à une seringue de 30 mL pour 3 jours).

Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d'emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.

### Précautions d'emploi

KRYPTOCALF® se conserve à température ambiante.

### Composition par ordre de poids décroissant

Composition :

Chlorure de sodium (3%), produit de préparation de soja, chlorure de potassium (1%).

Constituants analytiques :

Protéines brutes ..... < 1 %

Cellulose brute ..... < 1 %

Matières grasses brutes ..... 6,0 %

Cendres brutes ..... 4,1 %

Sodium ..... 1,2 %

Humidité ..... 89,9 %

### Liste des additifs

- Technologiques : émulsifiants, stabilisants.

- Sensoriels :

Substances aromatiques - produits naturels définis botaniquement : mélange de substances aromatiques (dont huiles essentielles d'ail, eucalyptus, origan et cannelle) ..... 233 g/kg

### Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit

KRYPTOCALF® apporte une source de sodium, potassium et chlorure, en soutien de l'équilibre électrolytique du veau nouveau-né, et des substances aromatiques en soutien de son système immunitaire.

## Présentations

---

### Présentation et quantité

KRYPTOCALF® Boîte de 10 seringues graduées de 30 mL.  
Code GTIN : 03700454503672

### Exploitant agrément

Laboratoire TVM  
57 rue des Bardines  
63370 LEMPDES  
FRANCE  
Enregistrement n° 622 043 305 00052  
Service clients TVM : [service.clients@tvm.fr](mailto:service.clients@tvm.fr)

### Laboratoire



TVM FRANCE  
57 rue des Bardines  
63370 LEMPDES  
Tél : 04.73.61.72.27  
Service clients TVM :  
[service.clients@tvm.fr](mailto:service.clients@tvm.fr) - 04.73.61.75.76  
<http://www.tvm.fr>

### Autres obligations liées à la catégorie

#### Fabricant:

Synergie Prod  
Agrément n° ?FR49264006